

## Mobiles Labor Health Care Case DK 110

In Ländern mit ausgedehnten ländlichen Gebieten und mit wenig Infrastruktur, insbesondere in Afrika, Lateinamerika und Asien, ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung oft mit großen Schwierigkeiten verbunden. Wenige Krankenhäuser und Ärzte, lange Transportwege für Diagnostika und weite Reisen für Patienten sind Hauptgrund für die schlechte gesundheitliche Betreuung in diesen Ländern .

Mit dem Health Care Case aus der Reihe der Mobilen Labore hat Diaglobal es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Mißständen entgegenzuwirken, denn mit dem Health Care Case kommt das Labor zum Patienten.



Die direkte Vor-Ort-Messung und die Unabhängigkeit der Geräte vom Stromnetz machen eine schnelle Krankheitsanalyse und die Einleitung von Hilfsmaßnahmen möglich. Die Ärzte haben sofort die Möglichkeit, das Blutbild mit dem Patienten zu besprechen. Eine weitere Anreise ist dafür nicht mehr nötig.

### Bestandteile des Health Care Case:

Das Photometer, die Teststreifen und alles erforderliche Zubehör finden in einem handlichen Koffer Platz, wodurch die Mobilität des Anwenders jederzeit gegeben ist.



Durch das Health Care Case entsteht ein mobiler Arbeitsplatz, an dem mit geringem Aufwand alle wichtigen klinisch-chemischen Parameter und lebensbedrohlichen Krankheiten bestimmt werden können.

**Maße:**  
45 x 36 x 14 cm

**Gewicht:**  
3,4 Kg

**Arbeitstemperatur:**  
0°C bis 40°C

### Vario Photometer DP 300:

Das Vario Photometer hat sich aufgrund der Eignung in der „Point-of-Care“ Diagnostik auf dem Markt schon lange durchgesetzt. Das Gerät zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Präzision der Messergebnisse aus. Dafür garantiert nicht zuletzt das Messprinzip, das auf der bewährten nasschemischen photometrischen Methode beruht.


Mit dem Vario Photometer kann eine Vielzahl klinischer Parameter vor Ort und in kurzer Zeit direkt aus Kapillarblut bestimmt werden. Zubehör, wie die Minizentrifuge oder der Trockenthermostat von Diaglobal erweitern die Diagnosemöglichkeiten.



## Schnelltests

Die zahlreichen Schnelltests sind ebenfalls Bestandteil des Health Care Case von Diaglobal. Mit einfacher Handhabung (ähnlich einem Schwangerschaftstest), sind durch sie lebenswichtige Diagnosen, wie die Bestimmung der Blutgruppe, akuter Myokardinfarkt, Malaria, Cholera, Syphilis, Chlamydien, Streptokokken u.v.a. vor Ort durchführbar.

### Beispiele:



**Blutgruppe**



**HIV Typ 1 und 2**



**Herzinfarkt**



**Malaria**

Haben Sie Fragen, Wünsche und Anregungen bezüglich der Schnelltests oder des Health Care Case? Kontaktieren Sie uns, wir können sicher auch für Ihren Bedarf eine Lösung anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail und beraten Sie gern.

e-mail: [info@diaglobal.de](mailto:info@diaglobal.de)

phone: 030 6576 2597