



Zusammenfassung der Anforderungen für die Patientennahe

Sofortdiagnostik mit Unit-use-Reagenzien (Punkt 2.1.5 der RiliBÄK 2008):

Bisherige Situation	Neu ab 01.04.2010	Situation für Kunden mit einem Duo Photometer (Art. No.: DP 200)
Durch die interne Qualitätssicherung entfällt die Ringversuchspflicht	Keine Änderung	Keine Änderung
Dokumentationspflicht der internen Qualitätssicherung mit standardisiertem Messprotokoll	Die Dokumentationspflicht bleibt, die Anforderungen an die Standards des Messprotokolls ändern sich	Die standardisierten Messprotokoll-Vordrucke gemäß den neuen Anforderungen erhalten Sie bei uns nach wie vor gratis. Bei der Auswertung sind wir gern behilflich.
Vorgegebene Toleranzbereiche für alle Parameter	Die Toleranzbereiche einiger Parameter ändern sich	Auf der Rückseite der Messprotokolle haben wir für Sie die neuen Toleranzbereiche der für Diaglobal Photometer relevante Parameter dokumentiert .
1x pro Woche eine Kontrollprobe messen	Geräte ohne integrierte Prüfung der Gerätefunktion: 2x innerhalb von 24 h eine Kontrollprobe messen Geräte mit integrierter Prüfung der Gerätefunktion: 1x pro Woche eine Kontrollprobe messen	Beim Einschalten des Duo Photometers erfolgt eine integrierte Prüfung des Gerätes, auch wenn dieser Vorgang im Display nicht sichtbar ist. Bis zum Stichtag wird eine entsprechende Software vorliegen, die die Prüfung erkennbar macht. Damit Sie weiterhin nur 1x pro Woche eine Kontrollprobe durchführen müssen, benötigt Ihr Gerät ein Software-Update.

Welche Schritte sind zu tun, damit sich für Sie mit den neuen RiliBÄK nichts ändert ?

Schritt 1: Sie senden uns Ihr Gerät zusammen mit dem Netzstecker zu.

Schritt 2: Das Gerät erhält innerhalb einer Woche ein Software-Update und eine Wartung

Schritt 3: Wir senden das Gerät umgehend an Sie zurück.

Die Kosten des Software-Updates richten sich nach dem Alter des Gerätes. Sie betragen jedoch nicht mehr als 150,00 € zzgl. MwSt.

Sollte Ihr Gerät innerhalb der letzten 12 Monate in unserer Werkstatt überprüft worden sein, werden Software-Update und Wartung komplett kostenlos durchgeführt.

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Diaglobal-Team