



Hat Frau Müller wirklich
19 g/dL Hämoglobin? *

Hämoglobinmessung im Praxislabor

*Normalwerte Hämoglobin

Frauen 12–16 g/dL
Männer 14–18 g/dL
Kleinkinder 11–15 g/dL

Thomas L. Labor und Diagnose.
4. Aufl. Marburg: Die Medizinische
Verlagsgesellschaft 1995: 597, 401

**Sind Sie ebenfalls mit
Ihrem Compur Minilab
unzufrieden?**

Nehmen Sie Kontakt zu
uns auf oder fragen Sie
Ihren Fachhändler.

Diaglobal GmbH
Köpenicker Str. 325
12555 Berlin

Tel 030 | 65 76 25 97
Fax 030 | 65 76 25 17

info@diaglobal.de
www.diaglobal.de



Schwester Monika?

Dieser Wert verwundert mich auch. Das Compur Minilab sollte überprüft werden. Entweder wir machen es selbst mit der Kontrolllösung von Diaglobal oder Diaglobal macht es für uns kostenlos.

Das Gerät ist 20 Jahre alt. Sollte es defekt sein, müssen wir nach einer Alternative suchen.



Ein innovativer und zuverlässiger Nachfolger des Compur Minilab ist das Duo Photometer von Diaglobal.

- Probenmenge: 10 µL Kapillarblut/Vollblut
- Messergebnis wird sofort angezeigt
- Umweltfreundliches Hämoglobinreagenz
- Misst zusätzlich Hämatokrit und Erythrocyten
- Ersetzt die Compur MicroSpin Zentrifuge
- Qualitätssicherung für alle Parameter gemäß Richtlinien der Bundesärztekammer

**Zur Zeit läuft eine Umtauschaktion.
Fragen Sie uns oder Ihren Fachhändler.**

